



### 1 | Mesure de la viscosité rotationnelle

Série ViscoQC

Mesure de la viscosité en un ou plusieurs points avec analyse de la limite d'élasticité

### 2 | Mesure de la taille et de la distribution des particules

Litesizer DIA, DIF et DLS

Analyses de la taille, de la forme et du potentiel zêta des particules

### 3 | Mesure de la stabilité à l'oxydation

RapidOxy

Analyses accélérées du vieillissement

### 4 | Réfractométrie

AbbeMat Advanced

Mesure de l'indice de réfraction et de la concentration

### 5 | Mesure de la masse volumique des liquides

Série DMA

Réalisation d'un contrôle de qualité par mesure de la masse volumique

### 6 | Pycnométrie à gaz

Série UltraPyc

Mesure de la densité squelettique (réelle) sans préparation

### 7 | Mesure de la densité tapée

Série Ultratap

Analyse des caractéristiques d'emballage et de compression

### 8 | Minéralisation acide par micro-ondes

Série Multiwave

Préparation d'échantillons pour l'analyse élémentaire

### 9 | Mesure de la concentration en ligne et de débit massique

L-Cor

Mesure du débit massique, de la masse volumique et de la température

### 10 | Mesure de la concentration en ligne

L-Rix, L-Dens et Oxy

Mesure en ligne de l'indice de réfraction, de l'oxygène dissous et de la masse volumique

### 11 | Rhéologie rotationnelle/oscillatoire et rhéologie des poudres

Série MCR

Analyse du comportement viscoélastique et des propriétés d'écoulement des poudres, et mesure de la tribologie alimentaire

### 12 | Rhéologie rotationnelle

RheolabQC

Courbe de viscosité, point de rendement et analyse des propriétés d'écoulement

# Qualité et caractérisation des produits laitiers

Solutions avancées pour les produits laitiers

Solutions de mesure avancées pour les produits laitiers et processus, permettant une formulation rapide, une qualité constante et des opérations rationalisées du lait cru aux produits finis



En savoir plus