


ペーパーレスラボを実現する ソフトウェア



AP Connect



AP Connect

Let the data flow

データは複雑ですが、これは簡単です。

接続して収集する、プラグアンドプレイ。すべてのラボデータが、クリックひとつで手に入ります。AP Connectは、装置を接続し、測定情報を伝達し、コンプライアンスを確保するラボ作業用ソフトウェアです。ラボのデータハブ - 世界はすぐそこにあります。



私の装置はAP CONNECTに対応していますか？

アントンパール社の50以上の装置が対応しています。



www.anton-paar.com/apc

Paperless.

Data at your fingertips.

AP CONNECTが他の製品と違う点はどこですか？


独自のシステムアーキテクチャにより、プラグアンドプレイで数分で統合できます。複雑で時間のかかる実装は必要ありません。ベルやホイッスルもありません。あるのは、時間を節約する機能と生産性の向上だけです。

何万もの測定値を1つのデジタル空間に。100%の効率。そこには楽しさも、ラボワークを活性化。

簡単な3ステップで、データを活用

1. 1回あたり最短4分で、AP Connectをインストールします。
2. Windowsのアクセス認証(アクティブディレクトリ)を使って、数秒でAP Connectにログインします。
3. 1分で装置を登録します。

* 社内ネットワークに接続



接続 <ul style="list-style-type: none"> - プラグアンドプレイ - 1つのライセンスキーで50以上の装置から最大30台を接続 - 他社製の装置にも対応 	収集 <ul style="list-style-type: none"> - すべての測定データを、1つの中央データベースに - 社内ネットワークからアクセス - 検索ではなく、情報を活用 	チェック <ul style="list-style-type: none"> - いつでもデータを呼び出し、迅速な意思決定が可能 - ラボ作業で完全なトレーサビリティを実現する監査証跡機能 - すべてのデータの電子署名による承認プロセスを設定可能
転写ミスをなくすことで、データの品質を保証します。	ペーパーワークをゼロにすることで、時間を節約し、データ分析のためのリソースを確保します。	分析に必要なすべてのデータを一か所に集めることで、迅速かつ安全な意思決定が可能になります。
制御 <ul style="list-style-type: none"> - アクティブディレクトリによるユーザー管理 - 役割&権限の確実な割り当て - 10以上のパラメーターでPCから直接測定スタート 	通信 <ul style="list-style-type: none"> - カスタマイズされたルールによる自動エクスポート: - ラボ作業の文書化のために - 外部データ管理システム(LIMSなど)へのデータフローのために - 手動エクスポート: データを選択して、データフローを完全にコントロール 	準拠 <ul style="list-style-type: none"> - AP Connectのすべての機能を組み合わせることで、規制対象環境(FDA 21 CFR Part 11など)への完全準拠を保証します。
バッチ測定のサンプルスループットが向上します。	通信経路を一度設定すれば、データは自由に流れていきます。	システム監査証跡と権限管理により、完全なトレーサビリティを保証します。

AP Connectのすべての機能について1分間のビデオを見る

www.anton-paar.com/apc-videos

AP Connect

エディション: Start、Standard、Pharma

60日間のトライアル版をダウンロード



www.anton-paar.com/apc-demo

無料

	START	STANDARD	PHARMA
	AP Connectの操作に慣れた い、装置を1台だけ接続したい と考えているすべてのお客様 向けです。	幅広いベースで対応。さまざ まな業界のラボやアプリケー ション向けです。	特に規制環境の厳しいラボに 特化しています。特定の厳し いテスト要求があるオペレー ター向けです。
産業分野	<ul style="list-style-type: none">- 食品・飲料産業- 石油産業- 化学工業- 香料・芳香剤産業	<ul style="list-style-type: none">- 食品・飲料産業- 石油産業- 化学工業- 香料・芳香剤産業	<ul style="list-style-type: none">- 化粧品産業- パーソナルケア産業- ヘルスケア産業- 栄養補助食品産業- 政府の規制遵守
ライセンス	無料	永久またはサブスクリプシ ョン	永久またはサブスクリプシ ョン
装置の接続可能台数	1台	最大30台	最大30台
データ収集	✓	✓	✓
デスクトップインストール	✓	✓	✓
データ分析	✓	✓	✓
データのエキスポート	✓	✓	✓
設定可能な自動エキスポート	1ルール	最大100ルール	最大100ルール
サポートされるファイルの形式	PDF、CSV	PDF、XLS、CSV	PDF、XLS、CSV
サーバーインストール	✓	✓	✓
クライアントインストール (マルチユーザーア クセス)	1クライアント	✓	✓
アクティブディレクトリによるユーザー管理	✓	✓	✓
他社製品への接続		✓	✓
トリガー測定 (自動測定)		✓	✓
役割と権限			✓
監査証跡			✓
承認プロセス			✓
電子署名			✓
21 CFR Part 11に準拠			✓

表に記載の機能に従って、ALCOA++ データインテグリティの原則への準拠が保証されます。



Anton Paar

株式会社アントンパール・ジャパン
〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田13階
Tel: 03-4563-2500 | Fax: 03-4563-2501

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-4-17
箕面千里ビル8階
Tel: 050-4560-2100 | Fax: 050-4560-2101

info.jp@anton-paar.com
www.anton-paar.com