

Kit Inicial Químico

Compre os Dois Instrumentos
de Bancada e Ganhe o
Densímetro Portátil Gratuitamente

SAIBA MAIS



DMA 501/DMA 1001 | Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201 | DMA 35 Ex

Use o densímetro e o refratômetro da Anton Paar para
determinar as propriedades físicas na indústria química.
Exatidão garantida!





1



2



3

Nossa garantia de três anos está disponível para todos os clientes. Todos os instrumentos novos incluem reparos por três anos.

1

DMA 501/DMA 1001

O DMA 501 e o DMA 1001 são densímetros digitais de nível básico para laboratório e verificações de qualidade na linha de produção e locais de armazenamento. Agilize a medição de amostras pastosas, não homogêneas, sedimentadas e contendo partículas.

- Medição de densidade de 3-dígitos/4-dígitos do líder de mercado
- Determinação do volume de enchimento de pacotes por conversão de massa para volume
- Controle de Qualidade perto da linha de produção

2

Abbemat 3001/Abbemat 3101/ Abbemat 3201

Refratômetros de bancada econômicos que oferecem a melhor qualidade de construção, precisão e controle de temperatura.

- Aceleração das medições de concentração de soluções binárias devido a uma interface de usuário simplificada e métodos predefinidos.
- Prisma de safira à prova de arranhões para resultados precisos em longo prazo
- Fácil impressão e documentação dos resultados

3

DMA 35 Ex

O DMA 35 Ex é o densímetro portátil intrinsecamente seguro mais vendido no mercado (marcação Ex [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4) para medir a densidade e a concentração de sua amostra diretamente no local. Um único densímetro portátil substitui todos os hidrômetros e tituladores de vidro.

- Para medição de produtos químicos inflamáveis em ambientes perigosos
- Invólucro vedado à prova de vazamentos para suportar condições adversas
- Classe de proteção IP54