

Kit de Terminal de Distribuição

Compre os Dois Instrumentos de Bancada e Ganhe o Densímetro Portátil Gratuitamente

SAIBA MAIS



SVM 1001 Simple Fill | DMA 1001 | DMA 35 Ex Petrol

Use o densímetro e o viscosímetro cinemático da Anton Paar para cumprir as normas internacionalmente reconhecidas, como ASTM e ISO, e eliminar a influência do operador em seus processos.





Nossa garantia de três anos está disponível para todos os clientes. Todos os instrumentos novos incluem reparos por três anos.

1

DMA 1001

O DMA 1001 verifica as especificações do produto de acordo com as normas ASTM D4052, ASTM D5002 e ISO 12185 fora do laboratório tradicional. Ele não é afetado por influências externas e requer apenas 70% do espaço em comparação com outros densímetros.

- O densímetro de quatro dígitos mais avançado neste segmento de preço
- Resultados 100% consistentes devido à repetibilidade de $0,00005 \text{ g/cm}^3$
- À prova de respingos, autodiagnóstico do equipamento, sem presença de corrosão por ventilação

2

SVM 1001 Simple Fill

Com uma única célula de medição, a série SVM 1001 cobre toda a faixa de medição de viscosidade nas temperaturas mais comuns. Ele é compatível com a norma ASTM D7042 e realiza medições de viscosidade cinemática de diferentes amostras de combustível.

- Obtenha produção 150% maior do que qualquer viscosímetro capilar manual de vidro
- Preencha a amostra diretamente no funil, sem pipeta ou seringa
- Selecione sua temperatura entre 15°C e 100°C

3

DMA 35 Ex Petrol

O DMA 35 Ex Petrol é o densímetro portátil intrinsecamente seguro mais vendido para identificação rápida e confiável de produtos de acordo com a norma ASTM D7777 e IP 559, mesmo em ambientes perigosos. Ele também fornece resultados dez vezes mais rápido.

- Meça com segurança produtos de petróleo inflamáveis e explosivos em ambientes perigosos
- Compartimento vedado à prova de vazamentos para suportar condições adversas
- Classe de proteção IP54