


Kinematik Viskozimetre Serisi

SVM 1001



DAHA FAZLA **BİLGİ**



 Online satın alma
shop.anton-paar.com

[www.anton-paar.com/
BuySVM](http://www.anton-paar.com/BuySVM)

SVM 1001 ve SVM 1001 Simple Fill, dijital otomatik kinematik viskozimetri dünyasına bütçe dostu giriş biletleğinizdir. Kırılmaz ölçüm hücresi, bir kronometreye, sıcaklık banyosuna veya ilave cam kapilerlere ihtiyaç duymadan dizelden yağlayıcıya kadar örnekleri ölçmenizi sağlar.



Kutudan çıkarıldığı anda kullanmaya hazır



Manuel cam kapiler viskozimetrelere kıyasla %150 daha yüksek verim



Çalışma süresinin 30 dakikadan 5 dakikanın altına indirilmesi



Yerinde doldurma, temizleme ve kurutma, cihazların kullanımını kolaylaştırır



Hatasız: matematiksel hatalar veya manuel raporlama yoktur



Veri kaybını önlemek amacıyla yüksek izlenebilirlik için dijital veri işleme ve depolama

**3 yıllık garantimizi tüm müşteriler kullanabilir.
Yeni cihazların tümüne, 3 yıl boyunca tamir giderleri dahil olacak.**

SVM 1001

SVM 1001 Simple Fill

Standart yöntemler	Entegre ASTM tanımlı bias düzeltmesi kullanılarak hem D7042 hem de D445'te ASTM uyumlu sonuçlar	
Net ağırlık	5,6 kg (12,3 lb)	6,6 kg (14,6 lb)
Maks. verim	37 örnek/saate kadar	21 örnek/saate kadar
Viskozite aralığı	0,3 mm ² /sn ila 5.000 mm ² /sn	
Sıcaklık aralığı	15 °C ila 100 °C*	
Numune hacmi (min.)	1,5 mL	3,5 mL
Solvent hacmi (min.)	1,5 mL	5,0 mL
Viskozite tekrarlanabilirliği	%0,1**	
Viskozite tekrar üretilebilirliği	%0,35 **	
Veri belleği	1.000 sonuç	

*Bir sıcaklık dahildir. İkinci sıcaklık isteğe bağlıdır.

**İş ayarlamada ve kalibrasyon düzeltme noktalarında onaylanmıştır, standartların belirsizliği dahil değildir. Çalışma ayar aralığında ideal ölçüm ve örnek koşulları için geçerli.