


Gamme de viscosimètres cinématiques

SVM 1001



EN SAVOIR PLUS



www.anton-paar.com/BuySVM

 Acheter en ligne
shop.anton-paar.com

Les SVM 1001 et SVM 1001 Simple Fill sont vos billets d'entrée les plus économiques dans le monde de la viscosimétrie cinématique automatique numérique. La cellule de mesure incassable vous permet de mesurer des échantillons allant du diesel au lubrifiant sans avoir besoin d'un chronomètre, d'un bain de température ou de capillaires en verre supplémentaires.



Prêt à l'emploi dès la livraison



Obtenez un débit 150 % supérieur comparé à celui des viscosimètres capillaires manuels en verre



Temps d'utilisation réduit de 30 minutes à moins de 5 minutes



Le remplissage, le nettoyage et le séchage sur place facilitent l'utilisation des instruments



Sans erreur : pas d'erreurs mathématiques ni de rapports manuels



Traitement et stockage des données numériques pour une traçabilité élevée afin d'éviter les pertes de données

Notre garantie de 3 ans est disponible pour tous les clients.
Tous les nouveaux instruments incluront la réparation pendant 3 ans.

	SVM 1001	SVM 1001 Simple Fill
Méthodes standard	Résultats conformes à ASTM D7042 et D445 en utilisant la correction de biais définie par l'ASTM intégrée	
Poids net	5,6 kg (12,3 lb)	6,6 kg (14,6 lb)
Débit maximum	jusqu'à 37 échantillons / heure	jusqu'à 21 échantillons / heure
Gamme de viscosité	0,3 mm ² /s à 5.000 mm ² /s	
Plage de température	15 °C à 100 °C*	
Volume de l'échantillon (min.)	1,5 mL	3,5 mL
Volume de solvant (min.)	1,5 mL	5,0 mL
Répétabilité de la viscosité	0,1 %**	
Reproductibilité de la viscosité	0,35 %**	
Mémoire de données	1.000 résultats	

*Une température incluse. La deuxième température est facultative.

**Attesté aux points de l'ajustement des travaux ou aux points de correction de l'étalonnage, sans tenir compte de l'incertitude des normes. Valable pour des conditions idéales de mesure et d'échantillon dans la plage de réglage d'usine.