

Kit Básico para Químicos

Compre ambos instrumentos de mesa y obtenga un medidor de densidad portátil gratis

CONOZCA MÁS



DMA 501/DMA 1001 | Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201 | DMA 35 Ex

Utilice el medidor de densidad y el refractómetro de Anton Paar para determinar propiedades físicas en la industria química. ¡Precisión garantizada!





1



2



3

Nuestra garantía de 3 años está disponible para todos los clientes. Todos los instrumentos nuevos incluirán una garantía de reparación de 3 años.

1

DMA 501 | DMA 1001

El DMA 501 y el DMA 1001 son densímetros digitales de nivel básico para el laboratorio y los controles de calidad en la línea de producción y en el almacenamiento. Agilice la medición de muestras pastosas, no homogéneas, sedimentables y con partículas.

- Densímetros de 3 dígitos/4 dígitos del líder del mercado
- Determinación del volumen de llenado de los paquetes mediante la conversión de masa a volumen
- Control de calidad cerca de la línea de producción

2

Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201

Refractómetros de sobremesa económicos que ofrecen la mejor calidad de fabricación, precisión y control de la temperatura.

- Aceleración de las mediciones de concentración de soluciones binarias gracias a una interfaz de usuario simplificada y a métodos predefinidos.
- Prisma de zafiro a prueba de arañazos para resultados precisos durante mucho tiempo
- Fácil impresión y documentación de los resultados

3

DMA 35 Ex

El DMA 35 Ex es el medidor de densidad portátil intrínsecamente seguro más vendido en el mercado (Ex marking [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4) que mide la densidad y concentración de su muestra directamente en el sitio. Un único densímetro portátil sustituye a todos los hidrómetros y valoradores de vidrio.

- Para medir productos químicos inflamables en entornos peligrosos.
- Carcasa sellada hermética para soportar condiciones hostiles
- Clase de protección IP54