

# 精簡款數位式密度計

DMA 501 | DMA 1001



瞭解更多資訊



 線上購買  
[shop.anton-paar.com](http://shop.anton-paar.com)

[www.anton-paar.com/  
BuyCDDM](http://www.anton-paar.com/BuyCDDM)

DMA 501 和 DMA 1001 可徹底改變您在實驗室的工作,以及在生產線和儲存設施的品質檢查,僅需最低限度的培訓並提供 100% 記錄操作。由全球密度計市場領導者開發和製造,這些儀器一方面可用作日常樣品測量的主力工具,另一方面也能應對快速測量糊狀、不均質、沉澱及含顆粒樣品的挑戰。



最先進的 3 位數和 4 位數密度計,提供超值的價格。



由於 U-View™ 和 FillingCheck™ 等功能, 100% 結果一致



只需 1 ml 的樣品



耐用於惡劣環境:可補償外部影響。



7吋支援 手套操作的觸控螢幕。



完全符合藥典、ASTM D4502 和 D5002 標準

我們提供所有客戶三年保固服務。  
所有新儀器均包含三年維修服務。

DMA 501

DMA 1001

產業標準

ISO 15212-1  
ChP 2020 (Vol IV) 0601

ISO 15212-1  
ASTM 標準 D4052、D5002、D6448、D2501、D5931  
、D1475、D1250、D4806;  
DIN 51757; ISO 12185; EN 14214;  
ISO 18301; ISO 2811-3; JIS K 0061; JIS K 2249  
USP <841>, Ph. Eur. 2.2.5, JP 17 2.56  
、ChP 2020 (Vol. IV) 0601  
NBR 14065, NBR 15639, IP 365

已獲得的專利

EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2

測量範圍

密度: 0 g/cm<sup>3</sup> 至 3 g/cm<sup>3</sup>, 壓力: 0 bar 至 10 bar (0 psi 至 145 psi)  
溫度: 15 °C 到 40 °C (59 °F 至 104 °F) 溫度: 15 °C 到 60 °C (59 °F 至 140 °F)

準確度\*

密度: 0.001 g/cm<sup>3</sup> 密度: 0.0001 g/cm<sup>3</sup>

可重複性, 標準差\*\*

密度: 0.0002 g/cm<sup>3</sup> 密度: 0.00005 g/cm<sup>3</sup>  
溫度: 0.1 °C (0.2 °F) 溫度: 0.02 °C (0.04 °F)

再現性, 標準差\*\*

密度: 0.0004 g/cm<sup>3</sup> 密度: 0.00007 g/cm<sup>3</sup>

最少樣品量

約 1 ml

輸出參數

密度、比重 (SG)、酒精濃度表、糖/萃取物濃度表  
各種酸/鹼濃度表、API 功能

接液零件

硼矽玻璃、PTFE

通訊介面

1 x 乙太網路、3 x USB、1 x RS232

\* 根據安裝要求的條件

\*\* 依照 ISO 5725 標準