

Chemie-Starterset

Kaufen Sie beide Laborgeräte
und erhalten Sie das tragbare
Dichtemessgerät kostenlos

ERFAHREN SIE MEHR



DMA 501/DMA 1001 | Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201 | DMA 35 Ex

Verwenden Sie das Dichtemessgerät und das Refraktometer
von Anton Paar zur Bestimmung physikalischer Eigenschaften
in der chemischen Industrie. Präzision garantiert!





1



2



3

Unsere dreijährige Garantie gilt für alle Kunden. Für alle Neugeräte sind Reparaturen für drei Jahre inkludiert.

1

DMA 501/DMA 1001

DMA 501 und DMA 1001 sind digitale Dichtemessgeräte der Einstiegsklasse für das Labor und Qualitätsprüfungen an der Produktionslinie und im Lager. Beschleunigen Sie die Messung von pastösen, inhomogenen, sedimentierenden und partikelhaltigen Proben.

- Dichtemessgeräte mit drei- bzw. vierstelliger Genauigkeit vom Marktführer
- Bestimmung des Füllvolumens von Verpackungen durch Umrechnung von Masse in Volumen
- Qualitätskontrolle in der Nähe der Produktionslinie

2

Abbemat 3001/Abbemat 3101/Abbemat 3201

Preisgünstige Tischrefraktometer mit erstklassiger Verarbeitungsqualität, hoher Präzision und präziser Temperaturkontrolle.

- Beschleunigte Konzentrationsmessung binärer Lösungen dank einer vereinfachten Benutzeroberfläche und vorkonfigurierter Methoden.
- Kratzfestes Saphirprisma für dauerhaft präzise Ergebnisse
- Einfaches Drucken und Dokumentieren der Ergebnisse

3

DMA 35 Ex

Die DMA 35 Ex ist das meistverkaufte, eigensichere, tragbare Dichtemessgerät auf dem Markt (Ex-Kennzeichnung [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4) zur Messung der Dichte und Konzentration Ihrer Probe direkt vor Ort. Ein einziges tragbares Dichtemessgerät ersetzt alle Glashydrometer und Titratoren.

- Für die Messung brennbarer Chemikalien in gefährlichen Umgebungen
- Lecksicheres, abgedichtetes Gehäuse für den Einsatz unter rauen Bedingungen
- Schutzklasse IP54