

# Logiciel de laboratoire

**Brabender : MetaBridge**



**MetaBridge, notre logiciel d'exploitation, vous donne une vision complète de vos données - une formation minimale est nécessaire.**

**EN SAVOIR PLUS**



[www.anton-paar.com/  
apb-metabridge](http://www.anton-paar.com/apb-metabridge)

# MetaBridge



## Optimisation des flux de travail

- De nombreuses normes ISO, ASTM, ICC et AACCI bien connues sont utilisables
- Évitez les erreurs courantes et fluidifiez le processus du laboratoire
- Vous êtes flexible et pouvez à tout moment adapter les méthodes et l'évaluation prédéfinies à vos besoins individuels



## MetaBridge Connect

- Accès facile à vos données de mesure via un navigateur web
- Les appareils MetaBridge échangent des informations pour optimiser votre travail en laboratoire, vous permettant d'échanger automatiquement les noms des échantillons et d'autres paramètres
- Fonction de rétroaction et de télémaintenance intégrée




## Partage des données

- Exportation de données standard dans des formats typiques tels que Excel, CSV, PDF
- Fonction de publipostage intégrée pour un échange rapide avec les collègues et les clients
- Prise en charge de systèmes tiers (par exemple LIMS, ERP) via Brabender WebAPI, des dossiers réseau partagés ou OPC UA



## Comparaison et corrélation

- La fonction de courbe de référence vous permet de contrôler la qualité du matériau en temps réel et de recevoir un retour d'information automatique sur le respect des spécifications.
- La fonction complémentaire de corrélations vous permet de comparer les mesures pour comprendre vos matériaux



## Éditeur d'évaluation

- Cette fonction complémentaire vous permet de créer vos propres évaluations et de les effectuer automatiquement après votre mesure
- Des points d'évaluation supplémentaires peuvent vous donner une compréhension analytique plus approfondie de vos mesures



## MetaBridge autonome

- Mise à niveau de votre ancien instrument\*
- Bénéficiez des dernières modernisations en matière de logiciels
- Conservez l'ensemble de votre infrastructure - remplacez simplement le logiciel et commencez à travailler

\* Farinograph-E, Extensograph-E, Amylograph-E, Viscograph-E, MVAG, GlutoPeak, Plasti-Corder Lab-Station (Mixing et Extrusion), Plastograph (Mixing et Extrusion)