

# 桶槽監測套件

## 購買兩台桌上型儀器即可免費獲得一台手持式密度計

SVM 1001 Simple Fill | DMA 1001 | DMA 35 Ex Petrol

瞭解更多資訊



使用 Anton Paar 的密度計和運動黏度計, 遵循國際認證標準如 ASTM 和 ISO, 消除操作人員對過程的影響。





## 為所有客戶提供三年保固。所有新儀器將包含三年的維修服務。

1

### DMA 1001

DMA 1001 在傳統實驗室之外根據 ASTM D4052, ASTM D5002 和 ISO 12185 驗證產品規格。不受外部影響，且所需空間僅為其他密度計的 70%。

- 這是此價格區間中最先進的 4 位數密度計
- 由於可重複性為  $0.00005 \text{ g/cm}^3$ ，因此可獲得 100% 的一致性結果
- 防濺、儀器自我診斷、無通風相關腐蝕

2

### SVM 1001 Simple Fill

SVM 1001 系列採用單一測量元件，涵蓋最常見溫度下的整個黏度測量範圍。它符合 ASTM D7042 標準，可對不同燃料樣品進行運動黏度測量。

- 比手動玻璃 毛細管黏度計高出 150% 的處理量。
- 無需移液器或針筒，直接將樣品填充到漏斗中
- 在  $15 \text{ }^\circ\text{C}$  與  $100 \text{ }^\circ\text{C}$  之間選擇您的溫度

3

### DMA 35 Ex Petrol

DMA 35 Ex Petrol 是最暢銷的本質安全便攜式密度計，即使在危險環境中，也能根據 ASTM D7777 和 IP 559 快速、可靠地識別產品。它還提供速度快 10 倍的結果。

- 用於危險環境中安全測量易燃易爆石油產品
- 防漏密封外殼，可承受惡劣條件
- 防護等級 IP54