

实验室 软件

Brabender: MetaBridge



了解更多信息



我们的操作软件 MetaBridge 可以让您全面了解数据 - 只需简单培训

www.anton-paar.com/apb-metabridge

MetaBridge



优化工作流

- 很多著名 ISO、ASTM、ICC 和 AACCI 标准皆可使用
- 避免常见错误, 确保实验室流程顺畅
- 您具有灵活性, 可以随时根据您的个人需求调整预定义的方法和评估



MetaBridge 连接

- 通过网络浏览器轻松访问您的测量数据
- MetaBridge 设备能够交换信息, 优化您在实验室的工作, 助您自动更换样品的名称和其他参数。
- 内置反馈和远程维护功能




数据分享

- 以 Excel、CSV、PDF 等常规模式进行标准数据导出
- 内置邮件发送功能, 可以快速与同事和客户交流
- 通过 Brabender WebAPI, 共享网络文件夹或 OPC UA 支持第三方系统(例如 LIMS、ERP)



比较和相关性

- 其参考曲线功能可以帮助您实时监控材料质量并接收有关是否满足规格的自动反馈
- 相关性插件功能可让您比较测量结果以了解您的材料



EvaluationEditor

- 该插件功能可以帮助您创建自己的评估, 在测量后自动执行
- 额外的评估点可以让您对测量结果有着更加深入的分析理解



MetaBridge 独立版

- 升级您的旧仪器*
- 享受最新的现代化软件
- 保留您的整个旧设备 - 只需更换软件即可开始

* Farinograph-E, Extensograph-E, Amylograph-E, Viscograph-E, MVAG, GlutoPeak, Plasti-Corder 实验室工作站(混合和挤出)、Plastograph(混合和挤出)