

Kit para Terminales de Almacenamiento

Compre ambos instrumentos de mesa y obtenga un medidor de densidad portátil gratis

CONOZCA MÁS



SVM 1001 Simple Fill | DMA 1001 | DMA 35 Ex Petrol

Use los densímetros y viscosímetros cinemáticos de Anton Paar y cumpla con estándares internacionalmente reconocidos como ASTM e ISO y elimine la influencia del operador de sus procesos.





Nuestra garantía de 3 años está disponible para todos los clientes. Todos los instrumentos nuevos incluirán una garantía de reparación de 3 años.

1

DMA 1001

El densímetro compacto DMA 1001 verifica las especificaciones del producto según la norma ASTM D4052 fuera del laboratorio tradicional. No se ve afectado por influencias externas y solo requiere el 70 % del espacio en comparación con otros densímetros.

- El densímetro de 4 dígitos más avanzado en este segmento de precios
- Resultados consistentes 100 % debido a la repetibilidad de $0,00005 \text{ g/cm}^3$
- A prueba de salpicaduras, instrumento de autodiagnóstico, corrosión relacionada con la no ventilación

2

SVM 1001 Simple Fill

Con una sola celda de medición, la serie SVM 1001 cubre todo el rango de medición relevante para la viscosidad en las temperaturas más comunes. Es compatible con ASTM D7042 y realiza mediciones de viscosidad cinemática de diferentes muestras de combustible.

- Rendimiento un 150 % superior al de los viscosímetros capilares de vidrio manuales
- Llene la muestra directamente en el embudo sin pipeta ni jeringa
- Seleccione su temperatura entre 15 °C y 100 °C

3

DMA 35 Ex Petrol

El DMA 35 Ex Petrol es el único densímetro portátil intrínsecamente seguro para la identificación rápida y fiable de productos según la norma ASTM D7777 y IP 559, incluso en entornos peligrosos. También proporciona resultados 10 veces más rápidos.

- Para medir productos de petróleo inflamables y explosivos en entornos peligrosos
- Carcasa sellada hermética para soportar condiciones hostiles
- Clase de protección IP54