

# 實驗室軟體

Brabender: Metabridge




瞭解更多資訊



我們的操作軟體 MetaBridge 可以讓您全面了解數據 - 只需最少的培訓。

[www.anton-paar.com/apb-metabridge](http://www.anton-paar.com/apb-metabridge)

# MetaBridge



## 優化的工作流程

- 可以使用許多著名的 ISO、ASTM、ICC 和 AACCI 標準
- 避免發生常見錯誤，應確保實驗室流程順利進行
- 您非常靈活，可以隨時根據您的個人需求調整預定義的方法和評估



## MetaBridge 連接

- 透過網路瀏覽器輕鬆存取您的測量數據
- MetaBridge 設備可交換資訊以優化您在實驗室的工作，使您能夠自動交換樣品名稱和其他參數
- 內建回饋和遠端維護功能




## 資料共享

- 以 Excel、CSV、PDF 等典型格式匯出標準數據
- 內建郵件功能，便於與同事和客戶快速交流
- 透過 Brabender WebAPI、共享網路資料夾或利用 OPC UA 支援第三方系統（例如 LIMS、ERP）



## 比較與關聯

- 參考曲線功能，可讓您即時監控材料品質，並接收是否符合規格的自動回饋
- 相關性附加功能，可讓您比較測量結果以了解您的材料



## EvaluationEditor

- 此附加功能使您能夠創建自己的評估，並在測量後自動執行這些評估
- 額外的評估點，可以讓您對測量結果有更深入的分析理解



## MetaBridge 獨立版

- 升級您的舊儀器\*
- 受惠於最新的現代化軟體
- 保留您的整個基礎設施 - 只需更換軟體即可開始

\* Farinograph-E, Extensograph-E, Amylograph-E, Viscograph-E, MVAG, GlutoPeak, Plasti-Corder 實驗室工作站(混合和擠出), Plastograph(混合和擠出)